





Binnenbouw **papegaai** laat zich zowel links als rechts aan het bed plaatsen. Triangel inclusief.



Handgriep Vigo plus individueel in te stellen; uit kort wordt lang een druk op de knop is voldoende.




Papegaai met dubbele infuushaken voor het aanbrengen van infusen aan de papegaai.



Klembare infuushouder. Met een klem direct aan de papegaai te bevestigen.



Gebogen infuuspaaal (2 kg) wordt in de standaard aanwezige huls geplaatst. Hij beschikt over vier haken en is in de hoogte verstelbaar.



Infuuspaaal 6331 recht wordt in de standaard aanwezige huls bevestigd. Hij beschikt over vier haken en is in hoogte verstelbaar.



Snel bij de hand en decent angebracht: de **urinaalhouder** en de **universele beugel** passend in de verzorgingsrail.




Handdoekhouder inclusief haak voor washandjes, gemakkelijk plaatsbaar aan het hoofdeinde.



Infuuspaaal met vier haken (5 kg) is bijzonder stabiel en geschikt voor het aanbrengen van meerdere grote infusen of spoelingen.*



Norm-klemrail voor het aanbrengen aan de infuusstandaard en ter bevestiging van extra apparaten.



Pomphouder is in hoogte verstelbaar en is geschikt voor de bevestiging van infusiepompen en andere apparaten.*



Klem voor het aanvullend aanbrengen van toebehoren (bv pompen en dergelijke) aan het bedframe.




Flexibele handsethouder. Steeds bij de hand, individueel instelbaar, flexibel.



Naamkaarthouder uit transparant plexiglas. Voor het persoonlijk contact met de patiënt.



Dossierhouder voor het bewaren van tijdschriften en documenten van de patiënt. Universeel in te zetten aan het ziekenhuisbed en nachtkastje.



Voetsteun. Verchroomd frame uit stalen buizen met kunststofplaat uit volkunststof, kan aan de onderbeensteun worden bevestigd.



Schrijfplateau. Universeel in te zetten, praktisch inklapbaar, eenvoudig te positioneren.



Leeslampje Sola met adapter in de papegaihuls resp. aan de papegaai van het ziekenhuisbed aan te brengen. Met flexibele arm in alle richtingen te verstellen.



LED-lamp Ledi is al door licht contact te bedienen en energiebesparend. Voor het aanbrengen in de papegaihuls resp. aan de papegaai van het ziekenhuisbed.



Holder voor krukken aan het bed of aan het nachtkastje. De krukken zijn veilig opgeborgen en eenvoudig voor patiënten te bereiken.



Adapter met spanrail voor het aan het hoofdeinde aanbrengen van extra toestellen (het hoofdbord kan worden weggeklapt).



Spanrail eenvoudig in te hangen, aan hoofd- en voeteneinde in te zetten voor het aanbrengen van extra apparaten.



Klem ter bevestiging aan het spanrail.



Door het eenvoudig te vervangen **extensiehoofd** aan het voeteneinde, kunnen extensies veilig worden aangebracht.




Het praktische **verbindingselement tussen de gedeelde zijhekken** sluit de open ruimte veilig. Het ligvlak blijft dankzij de flexibele ophanging verder volledig bedienbaar.



Bedhekteschemhoes voor de doorlopende zijhekken biedt vooral onrustige patiënten effectieve bescherming.



Zijhek 5300 afzonderlijk neer te laten ter bevestiging aan de spanrails. Vereenvoudigt de toegang en de verzorging van de patiënten.



Afdekkappen uit **schuimleer voor de zijhek 5300** bieden vooral onrustige patiënten een effectieve bescherming.



Zijhek 6639 omlaag te zwenken, eenvoudig en snel te bedienen. De hoofd- en voeteneinden blijven vrij toegankelijk.



Zijhek 6637, doorlopend, biedt patiënten effectieve bescherming tegen een uit het bed vallen. In een handomdraai aan het hoofd- en voetenbord te monteren.




Ruimtebesparend één balk **zijhek 6638** – met in het midden als U-profiel. Voor het eenvoudig uitstappen en een betere bereikbaarheid van de bedienelementen.



Zijhek 6638, met vier balken. Het verhoogde zijhek biedt aanvullende bescherming bij de inzet van antidecubitus-systemen (51 cm boven het ligvlak).



Vormkussen, tweedelig, voor Sicuro plus. Bijzonder ontlastend door visco-elastische schuim. Voor het comfortabel positioneren van de patiënt bij lateraal zwenken van het bed.



Zuurstoffleshouder voor het plaatsen in de klem of papegaihuls aan het hoofdeinde. Zorgt voor een veilig transport van de zuurstoffles bij beademingspatiënten.



Monitortafel voor plaatsing in de klem of papegaihuls. De stabiele **metalen tafel** is in alle kanten draaibaar en in hoogte te verstellen.